

Link do produktu: <https://www.e-largo.com.pl/barbicide-koncentrat-480-ml-p-1968.html>

BARBICIDE Koncentrat 480 ml

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Barbicide

Opis produktu

Skoncentrowany preparat, do profesjonalnej dezynfekcji, bez etanolu, aldehydów i fenoli.

Skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, do profesjonalnej dezynfekcji w salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej. Nie zawiera etanolu, aldehydów i fenoli.

SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Skutecznie niszczy wszystkie bakterie (m.in.: gronkowce jak MRSA, Pseudomonas a., Enterococcus h., prątki gruźlicy Tbc, Escherichia Coli), grzyby (Candida albicans) oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C).

BEZPIECZNY DLA ZDROWIA

Bez aldehydów i fenoli, nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień. Możliwość dezynfekcji na oczach klienta w estetycznym pojemniku Barbicide.

BEZPIECZNY DLA NARZĘDZI I AKCESORIÓW

Bezpieczeństwo stosowania w przypadku dezynfekcji powierzchni akrylowych (solarium), stali szlachetnej, plastiku, grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów i narzędzi kosmetycznych.

Zalecany do dezynfekcji końcówek urządzeń (np. mikrodermabrazja, frezy) oraz ostrzy i nasadek maszynek do strzyżenia.

Preparat ze względu na wyjątkowe właściwości myjące czwartorzędowych związków amoniowych, doskonale sprawdza się również do stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Stosowanie

Prosta dezynfekcja

Zmieszać koncentrat z wodą w proporcji 1:16 (60 ml na 1 l wody).

W roztworze zanurzamy ułożone na podstawce / sitku przybory i narzędzia.

Czas dezynfekcji: minimum 3 minuty, zalecane 10 minut.

Zdezynfekowane przybory i narzędzia wyjmujemy i odkładamy na przygotowane, czyste miejsce.

Zalecane jest, aby dezynfekcja nie trwała dłużej niż 30 minut.

Zgodność z przepisami

Zgodny z normami europejskimi: EN 14561 (aktywność przeciwbakteryjna), EN 14562 (dezynfekcja sprzętu medycznego), EN 14476 (aktywność wirusobójcza), EN 13624 (aktywność grzybobójcza) i EN 13727 (aktywność przeciwbakteryjna).

Skutecznie przetestowany według przepisów Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH).

Dopuszczony do obrotu przez Urząd Rejestracji
Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych w Warszawie



Numer Pozwolenia: **4706/12**

Proporcje sporządzania roztworu

- Na pojemnik szklany duży: 60 ml koncentratu na 1000 ml wody
- Na pojemnik szklany średni: 40 ml koncentratu na 650 ml wody

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ROZTWORU DEZYNFEKUJĄCEGO BARBICIDE

Koncentrat dostępny jest w dwóch opakowaniach: 480 ml oraz 1900 ml.

Do dezynfekcji używamy preparatu rozcieńczonego zwykłą wodą.

Proporcje rozcieńczania to **1:16** 1 nakrętka koncentratu = 10 ml

- **60 ml** koncentratu na **1000 ml** wody - duży pojemnik
- **40 ml** koncentratu na **650 ml** wody - średni pojemnik
- **5 ml** koncentratu na **80 ml** wody - pojemnik podręczny

Czas kontaktu do pełnej dezynfekcji: minimum 3 minuty

Sporządzanie roztworu w dużym pojemniku szklanym BARBICIDE

- ⇒ Z pojemnika wyjmujemy podstawkę na produkty.
- ⇒ Do pustego pojemnika wlewamy **jeden litr wody** (czysta woda, prosto z kranu), zalecamy wodę odstaną - minimum godzinę wcześniej pobraną z kranu.
- ⇒ Nie wlewamy więcej, gdyż po dodaniu koncentratu i włożeniu produktów z podstawką, poziom roztworu podniesie się.
- ⇒ Odmierzamy 60 ml koncentratu BARBICIDE i dodajemy do szklanego pojemnika z wodą.
- ⇒ W roztworze zanurzamy ułożone na podstawce / sitku przybory i narzędzia.
- ⇒ **Po minimum 3 minutach skutecznie zdezynfekowane** przybory i narzędzia wyjmujemy i odkładamy na przygotowane, czyste miejsce.
- ⇒ Zalecane jest, aby dezynfekcja nie trwała dłużej niż 30 minut.

Zmętnienie roztworu Barbicide wskazuje na brak aktywności biobójczej.

Dezynfekcja narzędzi wielokrotnego użytku lub ich części, których stosowanie nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.

Po każdym kliencie. Sugerowana częstotliwość wymiany płynu: codziennie.

Usunięcie widocznych zanieczyszczeń ⇒ Zanurzenie ⇒ Osuszenie

Dezynfekcja narzędzi wielokrotnego użytku lub ich części, których stosowanie powoduje lub może powodować naruszenia ciągłości tkanek ludzkich.

Po każdym kliencie. Konieczna wymiana roztworu po każdej dezynfekcji narzędzi.

Zanurzenie ⇒ Sterylizacja

Dezynfekcja narzędzi wielokrotnego użytku lub ich części wykonanych z materiałów, uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji.

Po każdym kliencie. Konieczna wymiana roztworu po każdej dezynfekcji narzędzi.

Zanurzenie ⇒ Osuszenie

Po procesie dezynfekcji narzędzia przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.

Pamiętaj: stosowanie rękawiczek jednorazowych zmniejsza ryzyko zakażenia drobnoustrojami chorobotwórczymi.



BARBICIDE®

Nowa Jakość Dezynfekcji

Skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, do profesjonalnej dezynfekcji w salonach fryzjerskich, gabinetach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej. Nie zawiera etanolu, aldehydów i fenoli.

Bezwzględny dla bakterii, grzybów i wirusów

Zgodny z normami europejskimi: EN 14561 (aktywność przeciwbakteryjna), EN 14562 (dezynfekcja sprzętu medycznego), EN 14476 (aktywność wirusobójcza), EN 13624 (aktywność grzybobójcza) i EN 13727 (aktywność przeciwbakteryjna).

Skutecznie przetestowany według przepisów Niemieckiego Towarzystwa Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH). Dopuszczony do obrotu przez polski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - **numer pozwolenia: 4706/12**

Szerokie spektrum działania

Skutecznie niszczy wszystkie bakterie (m.in.: gronkowce jak MRSA, Pseudomonas a., Enterococcus h., Tbc), grzyby (Candida albicans) oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C).

Bezpieczny dla zdrowia

Bez aldehydów i fenoli, nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień. Możliwość dezynfekcji na oczach klienta w estetycznym pojemniku Barbicide.

Bezpieczny dla narzędzi i akcesoriów

Bezpieczny do stosowania w dezynfekcji powierzchni akrylowych (solarium), stali szlachetnej, plastiku, akcesoriów fryzjerskich (grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów) oraz narzędzi kosmetycznych (takich jak do manicure, pedicure, makijażu i innych zabiegów pielęgnacyjnych). Zalecany do dezynfekcji końcówek urządzeń (np. mikrodermabrazja, frezy) oraz ostrzy i nasadek maszynek do strzyżenia. Koncentrat posiada formułę ochrony przed rdzewieniem. Można stosować w myjkach ultradźwiękowych. Nie pozostawia plam na skórze ani na zabrudzonych powierzchniach.

Zgodność z wymogami

Stosowanie Barbicide gwarantuje spełnienie ustawowych wymogów dotyczących dezynfekcji narzędzi pracy, jednocześnie minimalizuje ryzyko przenoszenia chorób, dzięki czemu zapewniając właściwą ochronę pracownikom i Klientom.

Opakowanie

Butelka 1900 ml oraz 480 ml z podziałką ułatwiającą dozowanie.

Duże opakowanie koncentratu Barbicide, to 32 litry roztworu dezynfekującego - wystarczające nawet na 4 miesiące!



Informacje Techniczne

Opakowanie handlowe

dostępny w dwóch pojemnościach:

- 480 ml
- 1900 ml

Sztuk w opakowaniu zbiorczym:

- 24 sztuk x 480 ml
- 6 sztuk x 1900 ml